

SCHEMA TECNICA

Maschera Facciale – COD. MASK_KN95_3

Maschera KN95, protezione da batteri, polveri sottili nebbie e agenti inquinanti.


Confortevole e traspirante garantisce massima sicurezza.

Realizzato in materiale TNT di alta qualità, traspirante e confortevole.

Utilizzabile dalle 8 alle 36 ore a seconda degli utilizzi.

Con marcatura **CE**

CERTIFICAZIONE CE EN 149:2001 + A1:2009 FFP2



| Requisiti | KN95 (GB2626-2006) |
|--------------------------------|---|
| Efficacia di filtraggio | ≥ 95% |
| Agente utilizzato per il test | NaCl |
| Portata | 85 L/min |
| Perdita totale verso l'interno | ≤ 8% |
| Utilizzo | Dalle 8 alle 36 ore a seconda degli utilizzi. |

Quantità per scatola: 50 pezzi

(5 pacchi da 10 mascherine)